

Catalyst Cortisol 검사

빠른 참조 가이드

보관 및 취급 요건

- + 냉동고 문에 보관하지 말고 냉동고에 보관하십시오.
- + 실온화 하지 않아도 됩니다. 냉동고에서 꺼내 바로 검사를 실행합니다.
- + Catalyst™ Cortisol은 실온에서 최대 8시간까지 보관할 수 있습니다. 8시간이 지나면 호일 파우치를 개봉하지 않은 경우 최대 5번 냉동고에 다시 넣을 수 있습니다.
- + 권장하는 검체 양:
 - 전혈: 0.7 cc(700 µL)
 - 혈청/혈장: 100µL (최소 65µL, 다른 슬라이드와 함께 검사를 실행하는 경우 300µL)

장착하고 실행!

Catalyst One™ 화학 분석기



Catalyst Dx™ 화학 분석기



자주 묻는 질문

질문	답변
Catalyst 화학 분석기에서 Catalyst Cortisol 검사를 어떻게 실행하나요?	Catalyst One 화학 분석기 사용 시: + 초기 코티솔 검사인 경우, IDEXX VetLab™ Station에서 검사를 시작합니다. 분석기기 선택 화면에서 Catalyst One을 누른 다음 Cortisol을 누릅니다. 원하는 프로토콜과 추가 단계를 선택한 후, 저장을 누르고, 실행을 누릅니다. + 추가 검사/다단계 코티솔 검사인 경우, 초기 검사가 진행될 때 선택된 모든 프로토콜 단계가 IDEXX VetLab Station의 홈 화면의 처리 중 목록에 표시됩니다. 다음 검체를 처리할 차례가 되면, 목록에서 다음 사용 가능한 검사를 선택하고, 대기를 누른 후, 시작을 누릅니다. Catalyst Dx 화학 분석기 사용 시: + 초기 코티솔 검사인 경우, IDEXX VetLab Station에서 평소와 같이 검사를 시작합니다. 검사 종료 시, 메시지가 표시될 때 프로토콜 및 추가 단계를 확인한 후, 제출을 누릅니다. 참고: 나중에 프로토콜/프로토콜 단계를 입력하기로 선택한 경우, 처리 중 목록에서 환자를 선택한 후, 세부 정보 추가를 누른 다음 환자의 프로토콜 정보를 선택합니다. + 추가 검사/다단계 코티솔 검사의 경우, 1. IDEXX VetLab Station에서 환자의 초기 코티솔 결과를 확인하거나, 또는 홈 화면의 검사 대기 중 목록에서 해당 환자를 선택합니다. 2. 검사 추가를 누른 후, 결과 추가를 누릅니다. 3. 분석기기 선택 화면에서 Catalyst Dx를 선택합니다. 4. 검사 종료 시 메시지가 표시될 때, 검사의 프로토콜 정보를 선택한 후 제출을 누릅니다.
결과와 함께 해석 도움말을 받게 됩니까?	네. 적절한 프로토콜을 선택하고 모든 단계가 완료되면 최종 결과와 함께 해석 도움말이 제공됩니다.
다른 슬라이드와 함께 Catalyst Cortisol 검사를 실행할 수 있습니까?	네. 이 테스트는 단독으로도 검사 가능하며, 종합적인 환자 프로파일을 위해 다른 슬라이드와 함께 검사할 수 있습니다. 예를 들어, 하나의 환자 검체로 Catalyst™ Lyte 4 CLIP, Catalyst™ Chem 17 CLIP, Catalyst™ SDMA Test, Catalyst™ Cortisol 검사를 실행할 수 있습니다.
다른 슬라이드와 함께 검사를 실행할 때, 특정 순서로 Catalyst Cortisol 슬라이드를 장착해야 합니까?	+ Catalyst Cortisol 슬라이드는 전해질 이후 순서 상관없이 장착해도 됩니다. + 전해질 슬라이드와 함께 Catalyst Cortisol 검사를 실행하는 경우, 항상 전해질 슬라이드를 먼저 장착해 주십시오. + 결과를 가장 빨리 받아보기 위해 권장되는 장착 순서는 하단에 Lyte 4 CLIP을 장착한 다음, Chemistry CLIP(예: Chem 17, Chem 15 등), Catalyst Cortisol, 그리고 추가 슬라이드를 장착하고 그 위에 TT₄를 장착하는 것입니다.
어떤 동물종이 Catalyst Cortisol에서 검증되었으며, 측정 가능 범위는 어떻게 됩니까?	개 전용입니다. 미국 단위: 0.5~30.0 µg/dL S.I./프랑스 단위: 14~828 nmol/L
Catalyst Cortisol의 검사 소요 시간은 어떻게 됩니까?	Catalyst Cortisol의 검사 소요 시간은 약 13분입니다. (결과가 나오기까지 걸리는 시간은 검사 실행 시 사용되는 검체 유형 및 추가 검사에 따라 달라집니다.)
Cortisol 검사시 검체를 희석해도 됩니까?	IDEXX는 Catalyst Cortisol 검사 실행 시 희석 검체의 사용을 지원하지 않습니다.