

IDEXX SNAP 테스트 상온화

가이드라인

상온화란?

'상온화'는 SNAP 테스트를 냉장고에서 꺼내 상온에 두었다가 다시 되돌려 놓는 과정을 말합니다. SNAP 테스트에는 ELISA 기술이 적용되어 있으며, 높은 정확도를 유지하려면 냉장 보관해야 합니다. SNAP 테스트를 일찍 상온화하면 준비 완료 시간을 앞당겨 진료 시간 내 정확하고 효율적으로 테스트를 할 수 있습니다.

단계별 가이드:

- 1. 표 확인(다음 페이지에 있음):** 표를 참조하여 각 SNAP 제품의 보관 온도와 상온화 주기를 확인합니다.
- 2. 시간 기록:** 상온화 빈도를 파악할 수 있도록 냉장고에서 제품을 꺼낸 시간을 기록해둡니다.
- 3. 밀봉 상태 유지:** SNAP 테스트는 호일 패키지 상태로 병에 듭니다.
- 4. 필요시 사용:** 테스트를 사용할 준비가 되었을 때, 준비 시간이 필요하지 않습니다.
- 5. 적절한 시기에 다시 냉장 보관:** 사용하지 않는 경우, 정해진 시간 내에 제품을 냉장고에 다시 넣어 놓습니다. (8시간 또는 14시간, 제품에 따라 다름).



보관 요건	테스트명	상온화 시간	상온화 주기 가이드라인
상온 또는 냉장 보관 (2°C~25°C 또는 36°F~77°F)	SNAP® 4Dx® Plus [†]	14시간	최대 30회까지 상온화 가능
	SNAP Leish 4Dx [†]	14시간	
	SNAP Leishmania [†]	14시간	
	SNAP® Heartworm RT	8시간	
	SNAP® Parvo	8시간	
냉장 보관 (2°C~8°C 또는 36°F~46°F)	SNAP® Feline Triple®	14시간	
	SNAP® cPL™	8시간	
	SNAP® fPL™	8시간	
	SNAP® Feline proBNP	8시간	
	SNAP® FeLV	8시간	
	SNAP® FIV/FeLV Combo Plus	8시간	
	SNAP® Foal IgG	8시간	
	SNAP® Giardia	8시간	
	SNAP® Lepto	8시간	
SNAP® Cortisol	8시간	최대 5회까지 상온화 가능 콘주게이트는 상온에 방치할 수 없으며, 반드시 냉장고에 차갑게 보관해야 합니다.	

[†]보관 방법에 따라 SNAP 4Dx Plus, SNAP Leish 4Dx, SNAP Leishmania 유통기한이 달라질 수 있습니다. 상온 보관 시 테스트 유통기한은 6개월이며, 냉장 보관하더라도 유통기한이 늘어나지는 않습니다. 냉장고에 보관하는 경우, 테스트 유통기한은 제품 패키지에 표시된 것과 동일합니다.

SNAP 테스트 고객 지원

모든 IDEXX SNAP 테스트는 진단 알고리즘, 학술 상담, Reference Lab 추가 테스트 등을 포함한 폭넓은 지원이 제공됩니다. 현장 지원은 물론 필요 시 다양한 지원을 받을 수 있습니다.

주문하시려면 order.idexx.kr을 방문하시거나 IDEXX 고객지원센터(080-7979-733) 또는 담당컨설턴트(VDC)에게 문의하시기 바랍니다.



© 2023 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. • 09-2690978-00_KR • IDEXX 개인정보 보호정책은 idexx.kr에서 확인할 수 있습니다.
[†]4Dx, SNAR, SNAP Pro, VetConnect는 미국 및/또는 기타 국가에 있는 IDEXX Laboratories, Inc.나 그 계열사의 상표 또는 등록상표입니다.