

SNAP Feline Triple 테스트

테스트 정확도

SNAP* Feline Triple* 테스트 민감도와 특이도

분석물	참고 방법	SNAP 테스트 결과		합계	민감도 (95% CL)
		+	-		특이도 (95% CL)
Heartworm ¹	+	37	4	256	90.2% (76.9%–97.3%)
	-	0	215		100% (98.3%–100%)
FeLV ²	+	158	0	407	100% (97.7%–100%)
	-	2	247		99.2% (97.1-99.9%)
FIV ³	+	95	0	279	100% (96.2%–100%)
	-	4	180		97.8% (95.4%–99.4%)

자료: IDEXX Laboratories Inc. Westbrook, Maine USA 데이터

참고 방법

1. PetCheck* Heartworm PF Antigen Test
2. PetChek* Felne Leukemia Virus Antigen Test
3. FIV Western blot